

■ Nasolaringoscopios VNL-1570STK



Endoscopios



Otorrinolaringología



Nasolaringoscopia



Terapéutico

- El nasolaringoscopio VNL-1570STK, con chip CCD en la punta, está equipado con un canal de trabajo de 2,0 mm para realizar una variedad de procedimientos en el consultorio del médico.

Este diseño multifuncional gran canal de trabajo combinado con la tecnología de inserción de tubo PENTAX, permite el tratamiento práctico, cómodo y rentable en el consultorio.

Multifuncional, canal de trabajo de diseño amplio.

- El canal de trabajo de 2,0 mm hace que el VNL-1570STK perfecto para múltiples tareas, incluyendo la biopsia y aspiración de moco. El canal de trabajo de 2,0 mm permite a los médicos para preformas terapia endoscópica ambulatoria en sus oficinas para, el tratamiento conveniente y rentable.

Diseñado para la eficiencia.

- La flexibilidad del tubo de inserción de los endoscopios de Pentax Medical combinados con el diseño ultra-delgado de la VNL-1570STK hace maniobras en la anatomía de la laringe más fáciles para los médicos y más cómodo para los pacientes.



ESPECIFICACIONES. Videonasolaringoscopio VNL-1570STK

Diámetro del Exterior (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq/Der (°)	Irrigación Frontal
4.9	2.0	300	85	3-50	130/130	-/-	-