

▪ Sistema Eletrocirúrgico SS-501S



- WEM concentró en el bisturí SS-501S recursos para realizar desde procedimientos de ambulatorios hasta cirugías de alta complejidad con un corte liso, coagulación eficiente y mínimo daño al tejido.

Sencillo y seguro, produce un corte monopolar delicado y normal (high cut), con mejor desempeño en tejidos adiposos, y que tiene aún de microbipolar incorporado.

Opera con un sistema inteligente de monitoreo de calidad de contacto placa paciente, integrando bargraf indicador.

Atiende a todos los procedimientos quirúrgicos, especialmente indicados para cirugías como resección transuretral y electrovaporización de próstata, cirugías gastroenterológicas, cardíacas, ginecológicas, proctológicas, ortopédicas, neurológicas y muchas otras.



Características. SS-501S

- . 11 funciones: corte (normal/delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulación - spray, bipolar y microbipolar
- . Ajuste digital de potencia, con precisión de 1 en 1 watt, en dos modos: rápido y preciso
- . Microbipolar con ajuste de 0,5 en 0,5 watt
- . Display digital que ofrece los niveles de potencia real de salida
- . Control de volumen por teclas "up/down" en el panel
- . Lápiz con comando manual y por pedal
- . Pedal doble para corte y coagulación y pedal independiente para bipolar (automático)
- . Permite conexión al coagulador por plasma de argón
- . Permite el trabajo simultáneo de dos cirujanos
- . Salida bipolar y microbipolar independiente
- . Memoria no volátil de los niveles de potencia en caso de caída de energía o desconexión del bisturí
- . Sistema de protección que inhibe el aumento de potencia en caso de fallo en la CPU
- . Reconocimiento automático del tipo de placa paciente por medio de un único cable
- . Sistema PPM de monitoreo de contacto placa paciente, que lleva en cuenta el tipo de piel, incluyendo bargraf indicador de la calidad de contacto
- . Cables con conectores aislados que evitan conexión invertida y riesgo de choque eléctrico
- . Selección automática de voltaje
- . Ventilación natural por convección
- . Equipamiento tipo CF - atiende a las normas de seguridad eléctrica NBRIEC 60601-2-2 (dic/2001), incluyendo prueba de interferencia electromagnética (EMC)