

■ Colonoscopios

EC-3890TLK



Endoscopios



Colonoscopia



Doble Canal

- La construcción de doble canal del endoscopio EC-3890TLK incorpora grandes canales de 3.8 mm y 2.8 mm de diámetro. La configuración única de dos canales maximiza la versatilidad, permite la succión a través de uno o ambos canales así como la capacidad de utilizar dos instrumentos simultáneamente.

Este endoscopio también está equipado con la función de jet de agua única de Pentax.

Excepcionales imágenes de alta resolución.

- Los colonoscopios de la Serie 90K incorporan sensores de imagen de alta resolución con iluminación brillante para proporcionar una claridad de imagen eficaz y detalles claros.

Diseño ergonómico probado.

- Los colonoscopios de la Serie 90K tienen un diseño ergonómico y son fáciles de usar con el manejo que se ha demostrado eficaz después del procedimiento.

Alta calidad establecida.

- Los colonoscopios de la Serie 90K ofrecen durabilidad y alta tecnología de Pentax Medical para el diagnóstico médico, además ofrece un servicio post-venta para resolver averías de manera eficaz y económica.



ESPECIFICACIONES. Videocolonoscopio EC-3890TLK

Diámetro del Exterior (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq/Der (°)	Irrigación Frontal
13.2	3.8/2.8	1700	140	3-100	180/180	160/160	Si