

Videoprocresador EPK-i5500c



Videoprocresadores



Tecnología i-Scan



Guarda Perfiles



Informes Precisos

- Gracias a la integración de valoraciones de médicos de todo el mundo, el videoprocresador IMAGINA está pensado para satisfacer sus necesidades diagnósticas y terapéuticas diarias.

Desarrollado mediante la integración directa de los comentarios de médicos de todo el mundo, el procesador de video IMAGINA fue creado para sus necesidades terapéuticas y de diagnóstico diarias. La plataforma se completa con tres nuevos endoscopios: un videogas-troscopio y dos videocolonoscopios.

- IMAGINA asiste en todos los pasos de la vía clínica, desde la exploración y el diagnóstico hasta el tratamiento diario, con la más avanzada calidad de imagen HD gracias a la tecnología i-scan.
- Con su innovadora tecnología, IMAGINA reduce los costes de funcionamiento y de inversión gracias a la iluminación LED. El mecanismo de control de calor de PENTAX Medical impide el calentamiento incontrolado del extremo distal para prevenir problemas de seguridad.
- Diseño, integración y conectividad excepcionales. Una plataforma intuitiva y fácil de usar con un menú personalizable para optimizar los procedimientos, así como para la recopilación de imágenes y documentación del paciente en pantalla.

EPK-i5500c

Salida de Vídeo	1080P (16:9) / SXGA (5:4) / XGA (4:3)
Interfaz de usuario	Función integrada, dispositivo de almacenamiento externo USB
Fuente de luz	LED
Freeze Scan	Si
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) y Peso	400 x 172.6 x 471 mm/ 13kg

