

■ Fibronasolaringoscopios FNL-10RP3



Endoscopios



Otorrinolaringología



Nasolaringoscopia



Fibroscopia

- El fibronasolaringoscopio de diagnóstico, FNL-10RP3, con su punta distal de 3.4 mm está especialmente redondeado para un malestar mínimo del paciente durante la introducción trans-nasal y es bien tolerado por pacientes más jóvenes y adultos para un amplio rango de exámenes.

El endoscopio FNL-10RP3 se flexiona 130° hacia arriba y hacia abajo para permitir un examen completo sin la necesidad de invertir el endoscopio. El radio de flexión agudo especial permite una fácil maniobrabilidad dentro de la nasofaringe.

La serie de productos FNL de PENTAX Medical ofrece una completa gama de endoscopios de fibra óptica, tanto convencionales como portátiles, para realizar exámenes endoscópicos económicos y de alta calidad en el campo de la otorrinolaringología. PENTAX Medical diseña sus fibroendoscopios con el objetivo de mejorar la calidad óptica y la durabilidad del endoscopio. Estas opciones de precio conveniente son confiables, están bien diseñadas y sirven de apoyo para lograr diagnósticos y tratamientos eficientes.

Imágenes superfinas, alta calidad constante.

- La tecnología de fibra óptica exclusiva de PENTAX Medical aumenta el número de fibras ópticas endoscópicas para mejorar la resolución de las imágenes y la diferenciación de los colores. La disposición de las fibras en paquetes compactos protege a cada fibra individual del daño y, por lo tanto, garantiza la obtención constante de imágenes de alta calidad durante mucho tiempo. Las imágenes endoscópicas brillantes y nítidas contribuyen a mejorar la observación y a que el diagnóstico sea más preciso.

Diseñados para tener eficiencia con comodidad.

- La flexibilidad de los tubos de inserción de PENTAX Medical hace que la maniobrabilidad en la anatomía laríngea sea fácil para los médicos y más cómoda para los pacientes. El cuidadoso diseño de los tubos de inserción de PENTAX Medical proporciona una manipulación mejorada y facilita la intubación.



ESPECIFICACIONES. Fibronasolaringoscopio FNL-10RP3

Diámetro del Exterior (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq/Der (°)	Irrigación Frontal
3.5	-	300	75	3-50	130/130	-/-	-