

# Reprocesadora de Endoscopios ENDO CLEAN 2000



Reprocesadora



Modo Dual

- El modelo avanzado de Endo Clean 2000, con su potente tipo de inyección de boquilla múltiple de 3 canales, permite un doble alcance de forma rápida y efectiva, evitando la dilución con líquido de esterilización eliminando la mayor cantidad de humedad posible en la superficie del endoscopio y en los orificios internos con una rafaja de de aire dentro del equipo.

Número de endoscopios que es posible para la esterilización:  
2 juegos, mientras que la esterilización está disponible para todo tipo de endoscopios y endoscopios especiales. Esto proporciona el mejor servicio de reprocesamiento de endoscopio con su filtro de suministro de agua y filtro de desinfección.

## Proceso Automatizado



## Características. Endo Clean 2000

<ul style="list-style-type: none"> <li>Endoscopios Aplicables</li> <li>Detección Visual de Fugas</li> <li>Número de Endoscopios en Reprocesamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Endoscopios Flexibles</li> <li>Detección de burbujas durante la inmersión</li> <li>Para 2 Endoscopios</li> </ul>
<b>MÉTODO DE LAVADO (detergente)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Superficies exteriores</li> <li>Interiores del canal</li> <li>Accesorios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de chorro de múltiples canales girado en un arco de 360°</li> <li>Limpieza de enjuague fluido</li> <li>Limpieza de enjuague fluido</li> </ul>
<b>MÉTODO DE DESINFECCIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Superficies exteriores</li> <li>Interiores del canal</li> <li>Accesorios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inmersión en solución desinfectante</li> <li>Solución desinfectante de enjuague</li> <li>Inmersión en solución desinfectante</li> </ul>
<b>MÉTODO DE DUCHA DE AIRE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Superficies exteriores</li> <li>Interiores del canal</li> <li>Tiempo de Lavado</li> <li>Tiempo de Detergente</li> <li>Tiempo de Desinfección</li> <li>Tiempo de Lavado con Alcohol</li> <li>Tiempo de Fuerza de Aire</li> <li>Tiempo de Ducha de Aire</li> <li>Ajuste de temperatura del tanque desinfectante (calentador incorporado)</li> <li>Filtración del Agua</li> <li>Filtración del Desinfectante</li> <li>Capacidad del Tanque</li> <li>Dimensiones (mm)</li> <li>Peso</li> <li>Voltaje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de chorro de múltiples canales girado en un arco de 360°</li> <li>Fuerza de Aire</li> <li>10 seg. ~ 3 min. Max. ( 0sec - omitir )</li> <li>5 seg. Max. ( 0sec - omitir )</li> <li>1 min. ~ 1 hr. Max.</li> <li>5 seg. Max. ( 0sec - omitir )</li> <li>10 seg. ~ 30 seg. Max. ( 0sec - omitir )</li> <li>10 seg. ~ 30 seg. Max. ( 0sec - omitir )</li> <li>15°C ~ 50°C</li> <li>Incorporado (pre filtro)</li> <li>Incorporado (pre filtro)</li> <li>Desinfectante: 18L, Detergente 1L, Alcohol 1L</li> <li>630 (ancho) X 700 (profundidad) X 980 (altura)</li> <li>90 Kg.</li> <li>220-240VAC 50/60Hz</li> </ul>

