

■ Nasolaringoscopios VNL-1170K



Endoscopios



Otorrinolaringología



Nasolaringoscopia

- El nasolaringoscopio VNL-1170STK, está previsto para la visualización de las vías respiratorias superiores (a través de un monitor de video) y para el acceso terapéutico a las mismas. Las vías respiratorias superiores incluyen, aunque sin limitarse a ellos, los siguientes órganos, tejidos y subsistemas: oído, fosas nasales y tráquea.

Imagen de alta calidad.

- Los endoscopios de la serie 70K de Pentax Medical suministran imágenes endoscópicas en gran formato para realizar evaluaciones efectivas de la mucosa.

Atención al paciente con calidad.

- La línea completa de alcances PENTAX ENT es verdaderamente la más diversificada y única en la industria. Ya sea usando un nasolaringoscopio estándar de fibra o video, un laringoscopio de cabecera portátil o el revolucionario video en color ultra delgado Esofagoscopio transnasal o laringoscopio, Pentax Medical proporciona al otorrinolaringólogo nuevas oportunidades para una mejor atención al paciente.



ESPECIFICACIONES. Videonasolaringoscopio VNL-1170K

Diámetro del Exterior (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq/Der (°)	Irrigación Frontal
3.7	-	300	85	3-50	130/130	-/-	-