

■ Duodenoscopios ED34-i10T



Endoscopios



Duodenoscopia

- El ED34-i10T es el primer Duodenoscopio HD+ del mundo, y está diseñado para mejorar los procedimientos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) de rutina y avanzada. El cuerpo de control liviano y de diseño ergonómico puede ayudar a minimizar la fatiga de la mano durante procedimientos prolongados. El elevador rediseñado mejora el control del dispositivo, y la nueva tapa de extremo distal desmontable puede mejorar la eficiencia del reprocesamiento.

Excelente calidad de imagen HD+

El duodenoscopio ED34-i10T presenta imágenes HD+ para una

- mejor visualización de los detalles de la mucosa para ayudar a mejorar la precisión durante la evaluación de la mucosa. Combinado con la mejora de la imagen de i-scan, la generación de imágenes HD + ED34-i10T de segunda generación visualiza claramente la mucosa en pequeños detalles y puede ayudar a los médicos a
- localizar papilas menores.

Elevador ergonómico rediseñado.

El elevador ED34-i10T se rediseña para mejorar la estabilidad para un mejor control del dispositivo, lo que puede facilitar la canulación.

Mejora del acceso del extremo distal para limpieza y reprocesamiento.

El extremo distal ED34-i10T está recientemente diseñado con una tapa extraíble para proporcionar un acceso mejorado para la limpieza y el reprocesamiento posterior al procedimiento.



ESPECIFICACIONES. Videoduodenoscopio ED34-i10T

Diámetro del Exterior (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq/Der (°)	Irrigación Frontal
11.6	4.2	1250	100 (retro 10°)	4-60	120/90	105/90	-