

# ■ Colonoscopios

## EC-3890LK



Endoscopios



Colonoscopia



Terapéutico



De Rutina

- El EC-3890LK es un videocolonoscopio para adulto con capacidades terapéuticas.

Con su tubo de inserción de 13.2 mm, canal grande de 4.2 mm y amplio campo de visión de 140°, este instrumento se puede utilizar para los exámenes de rutina del colon. También incorpora la función de jet de agua, única de Pentax, dedicada para limpiar residuos, heces o sangre del área de visualización.

Excepcionales imágenes de alta resolución.


- Los colonoscopios de la Serie 90K incorporan sensores de imagen de alta resolución con iluminación brillante para proporcionar una claridad de imagen eficaz y detalles claros.

Diseño ergonómico probado.

- Los colonoscopios de la Serie 90K tienen un diseño ergonómico y son fáciles de usar con el manejo que se ha demostrado eficaz después del procedimiento.

Alta calidad establecida.

- Los colonoscopios de la Serie 90K ofrecen durabilidad y alta tecnología de Pentax Medical para el diagnóstico médico, además ofrece un servicio post-venta para resolver averías de manera eficaz y económica.



### ESPECIFICACIONES. Videocolonoscopio EC-3890LK

Diámetro del Exterior (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq/Der (°)	Irrigación Frontal
13.2	4.2	1700	140	3-100	180/180	160/160	Si