

■ Colonoscopios

EC-380LKp



Endoscopios



Colonoscopia



De Rutina

- El endoscopio de rutina de la Línea Clásica (Classic Line), EC-380LKp, es una solución económica para sus procedimientos.

Las exigencias crecientes con respecto al aumento de la eficacia en la endoscopia gastrointestinal exigen una reducción de los costes y un ahorro de instrumental, el cual debe ser capaz de permitir la realización de exploraciones de rutina de alta calidad al mismo tiempo que debe poder adquirirse a precios moderados. Los instrumentos Classic Line de Pentax cumplen a la perfección estas exigencias. Incluyen colonoscopios, un gastroscopio, un procesador de vídeo y la tecnología digital PENTAX probada en la práctica de los instrumentos Classic Line que se han diseñado como una solución económica tanto para hospitales como para consultas privadas.

Comodidad máxima de trabajo.

- El concepto PENTAX GDF (flexibilidad graduada) proporciona resultados óptimos para el control de inserción del colonoscopio y la prevención de bucles.
- Cabezal de mando y botones de control remoto de diseño ergonómico que permiten procedimientos más rápidos y reducen el cansancio del usuario.
- Conector anti-bucles de PENTAX: el cabezal conector que permite giros axiales de hasta 180° mejora la seguridad y la manejabilidad para el usuario.
- Los canales de trabajo de tamaño óptimo facilitan la aplicación de las mejores técnicas de tratamiento.
- Desviación mejorada de la punta para desplazamientos fáciles y vistas óptimas.
Mejores resultados de reacondicionamiento gracias al sello de seguridad de PENTAX.

Excelente formación digital de imágenes.

- PENTAX FVT (Full Vision Technology, tecnología de visión completa) proporciona imágenes de gran tamaño con colores extraordinarios y una nitidez sensacional que permiten una evaluación eficaz de la mucosa.



ESPECIFICACIONES. Videocolonoscopio EC-380LKp

Diámetro del Exterior (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq/Der (°)	Irrigación Frontal
13.2	3.8	1700	140	3-100	180/180	160/160	Si