

▪ FibrogastroscoPIO FG-16V



Endoscopios



Gastrostomía



Fibroscopía

- El FibrogastroscoPIO FG-16V: un gastroscopio delgado con un diámetro externo de solo 5,3 mm es ideal para uso en pediatría. Tiene un canal de herramienta de 2.0 mm y un amplio campo de visión de 125°.

Los Fibroscopios Pentax Medical cuentan con diseños propios que mejoran la calidad óptica y la funcionalidad. Que sean fiables, y estén apoyados por servicio al cliente y los expertos técnicos de Pentax Medical.

Calidad óptica excepcional.

- La tecnología de fibra superfina propiedad de PentaxMedical aumenta el número de fibras ópticas que llevan imágenes para la visualización del tejido con la resolución efectiva de la imagen y la discriminación de color. La disposición de las fibras hexagonal de PENTAX Medical protege las fibras individuales de los daños para mantener la consistencia y la calidad de la formación de imágenes con el tiempo.

Interfaz y funcionalidad optimizada.

- La interfaz de fibroscopios PentaxMedical incluye un amplio ángulo de desviación, mando de control bien diseñado, y tamaños de los canales trabajo que ayudan a una amplia variedad de procedimientos y aplicaciones.

Calidad y durabilidad comprobada.

- Fibroscopios PentaxMedical son fiables y eficaces. Fabricación de calidad, tecnología propia, y el diseño funcional proporcionan un excelente valor general y la fiabilidad.



ESPECIFICACIONES. FibrogastroscoPIO FG-16V

Diámetro del tubo de inserción (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Longitud Total (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq./Der. (°)
5.3	2.0	925	1270	125	3-50	180/180	160/160