

▪ Fuente de Luz PVK-1070Z



Fuentes de Luz

- El módulo de video PVK-1070Z permite a los usuarios conectarse a un fibroscopio Pentax HD+ y videoprocesadores SD. Transmite la imagen endoscópica del fibroscopio o endoscopio rígido conectado al videoprocesador conectado y se proyecta en el monitor.

Características.

- El circuito eléctrico digital proporciona una mejor calidad de imagen
- Tres botones de control remoto intercambiables (F, C, V)

Compatibilidad.

- Compatible con los videoprocesadores PENTAX: EPK-i5010 y EPK-i, EPK-1000
- Endoscopios PENTAX Medical con una lente ocular PENTAX Medical estándar (requiere de montaje en el endoscopio: AP-PV1)
- Endoscopios rígidos (requiere de montaje en el endoscopio: AP-RV1)

PVK-1070Z

Sistema Óptico (-)	2X Zoom de Lentes
Logitud Focal (mm)	13-26 (F2.6-F5.2)
Logitud Total (mm)	2,500
Peso (kg)	0.88

